

# FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25



Cod. 05.8217.99

Filtri per siringa WHATMAN PURADISC NYLON Ø 25 mm porosità 1,0 µm  
conf. 200

## Descrizione

Caratteristiche principali filtri per siringa **Whatman Puradisc**:

- Associano qualità superiore ed economicità.
- Prodotti in polipropilene privo di pigmenti (policarbonato per Puradisc FP e Aqua30).
- Hanno connettori di entrata (Luer Lock femmina) e uscita (Luer maschio) standard (salvo diversa specifica).
- Disponibili versioni in blister di grado medicale sterili per applicazioni critiche, nonché con un apposito tubetto di uscita per dispensare con accuratezza il campione in microvial, eliminando blocchi d'aria.
- La chiusura senza materiali adesivi elimina eventuali contaminazioni del campione.
- Possono filtrare campioni fino a 100 ml e hanno un piccolo volume morto.

## Dati Tecnici

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Diametro (mm)      | 25    |
| Porosità (µm)      | 1     |
| Materiale          | Nylon |
| Tubetto di uscita  | No    |
| Sterile            | No    |
| Confezione (pezzi) | 200   |

## Varianti

| Codice     | Prodotto                                 | Porosità (µm) | Materiale | Sterile | Confezione (pezzi) |
|------------|------------------------------------------|---------------|-----------|---------|--------------------|
| 05.8211.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN PURADISC<br>25 | 0,2           | PVDF      | No      | 50                 |
| 05.8213.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN PURADISC<br>25 | 0,2           | PVDF      | No      | 200                |
| 05.8212.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN PURADISC<br>25 | 0,45          | PVDF      | No      | 50                 |
| 05.8214.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN PURADISC<br>25 | 0,45          | PVDF      | No      | 200                |
| 05.8215.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN PURADISC<br>25 | 0,45          | PVDF      | No      | 1000               |
| 05.8425.01 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN PURADISC<br>25 | 0,1           | PTFE      | No      | 50                 |
| 05.8256.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN PURADISC<br>25 | 0,1           | PTFE      | No      | 1000               |
| 05.8425.02 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN PURADISC<br>25 | 0,2           | PTFE      | No      | 50                 |
| 05.8525.02 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN PURADISC<br>25 | 0,2           | PTFE      | No      | 200                |
| 05.8257.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN PURADISC<br>25 | 0,2           | PTFE      | No      | 1000               |
| 05.8425.04 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN PURADISC<br>25 | 0,45          | PTFE      | No      | 50                 |
| 05.8525.04 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN PURADISC<br>25 | 0,45          | PTFE      | No      | 200                |
| 05.8258.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN PURADISC<br>25 | 0,45          | PTFE      | No      | 1000               |
| 05.8425.10 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN PURADISC<br>25 | 1             | PTFE      | 50      | No                 |
| 05.8259.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN PURADISC<br>25 | 1             | PTFE      | No      | 1000               |
| 05.5025.02 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN PURADISC<br>25 | 0,2           | Nylon     | No      | 50                 |
| 05.5125.02 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN PURADISC<br>25 | 0,2           | Nylon     | No      | 200                |
| 05.5325.02 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN PURADISC<br>25 | 0,2           | Nylon     | No      | 1000               |

|            |                   |                           |      |                      |    |      |
|------------|-------------------|---------------------------|------|----------------------|----|------|
| 05.5025.04 | FILTRI<br>WHATMAN | SIRINGA<br>PURADISC<br>25 | 0,45 | Nylon                | No | 50   |
| 05.5125.04 | FILTRI<br>WHATMAN | SIRINGA<br>PURADISC<br>25 | 0,45 | Nylon                | No | 200  |
| 05.8218.99 | FILTRI<br>WHATMAN | SIRINGA<br>PURADISC<br>25 | 0,45 | Nylon                | No | 500  |
| 05.5325.04 | FILTRI<br>WHATMAN | SIRINGA<br>PURADISC<br>25 | 0,45 | Nylon                | No | 1000 |
| 05.8216.99 | FILTRI<br>WHATMAN | SIRINGA<br>PURADISC<br>25 | 1    | Nylon                | No | 50   |
| 05.8217.99 | FILTRI<br>WHATMAN | SIRINGA<br>PURADISC<br>25 | 1    | Nylon                | No | 200  |
| 05.8219.99 | FILTRI<br>WHATMAN | SIRINGA<br>PURADISC<br>25 | 1    | Nylon                | No | 1000 |
| 05.8125.02 | FILTRI<br>WHATMAN | SIRINGA<br>PURADISC<br>25 | 0,2  | PES                  | No | 200  |
| 05.8250.99 | FILTRI<br>WHATMAN | SIRINGA<br>PURADISC<br>25 | 0,2  | PES                  | No | 1000 |
| 05.8342.99 | FILTRI<br>WHATMAN | SIRINGA<br>PURADISC<br>25 | 0,45 | PES                  | No | 200  |
| 05.8251.99 | FILTRI<br>WHATMAN | SIRINGA<br>PURADISC<br>25 | 0,45 | PES                  | No | 1000 |
| 05.8125.10 | FILTRI<br>WHATMAN | SIRINGA<br>PURADISC<br>25 | 1    | PES                  | No | 200  |
| 05.8252.99 | FILTRI<br>WHATMAN | SIRINGA<br>PURADISC<br>25 | 1    | PES                  | No | 1000 |
| 05.8025.02 | FILTRI<br>WHATMAN | SIRINGA<br>PURADISC<br>25 | 0,2  | PES                  | SI | 50   |
| 05.8025.04 | FILTRI<br>WHATMAN | SIRINGA<br>PURADISC<br>25 | 0,45 | PES                  | SI | 50   |
| 05.8025.10 | FILTRI<br>WHATMAN | SIRINGA<br>PURADISC<br>25 | 1    | PES                  | SI | 50   |
| 05.8825.04 | FILTRI<br>WHATMAN | SIRINGA<br>PURADISC<br>25 | 0,45 | Polipropilene Spesso | No | 200  |
| 05.8243.99 | FILTRI<br>WHATMAN | SIRINGA<br>PURADISC<br>25 | 0,45 | Polipropilene Spesso | No | 1000 |
| 05.8240.99 | FILTRI<br>WHATMAN | SIRINGA<br>PURADISC<br>25 | 0,7  | GMF                  | No | 1000 |

|            |                         |                     |   |     |    |      |
|------------|-------------------------|---------------------|---|-----|----|------|
| 05.8325.10 | FILTRI<br>WHATMAN<br>25 | SIRINGA<br>PURADISC | 1 | GMF | No | 100  |
| 05.8248.99 | FILTRI<br>WHATMAN<br>25 | SIRINGA<br>PURADISC | 1 | GMF | No | 1000 |
| 05.8234.99 | FILTRI<br>WHATMAN<br>25 | SIRINGA<br>PURADISC | 2 | GMF | No | 100  |