

BagMixer® 400 SW

Cod. 22.8651.99

Omogeneizzatore INTERSCIENCE modello BAGMIXER® 400 SW



Descrizione

BagMixer® 400 SW con sportello trasparente a velocità variabile

Omogeneizzatore di campioni in sacchetto sterile.

Nuova linea di BagMixer® 400, moderna e completa che permette l' estrazione facile e sicura dei batteri dei campioni solidi.

Offre i seguenti vantaggi:

- Omogeneizza silenziosamente in un minuto un campione solido dentro un sacchetto sterile preservando le cellule per una migliore analisi microbiologica.
- Sportello trasparente in vetro a doppia lastra.
- Illuminazione interna a LED.
- Esclusivo sistema di pulizia "Click & Clean"®
- Schermo multifunzione digitale.
- Lo sportello è a tenuta stagna rinforzata.
- Biologicamente sicuro.
- Nessun contatto tra il campione e il BagMixer. Il liquido filtrato può essere prelevato ed analizzato senza rischio d'alterazione o di contaminazione crociata.
- I sacchetti sono sterili a monouso e assicurano pulizia e sicurezza.
- Accetta tutti i sacchetti da 50 a 400 ml.
- Semplice nella pulizia.
- Nessuna manutenzione sistematica dell' apparecchio.
- Lo sportello è completamente apribile (270°).
- Scozza in acciaio inossidabile.
- Partenza e fermata automatica.
- Sistema di chiusura Q-Thight®.

Possibilità di selezionare il tempo e la velocità di trattamento che consente di scegliere l' omogeneizzazione più idonea per ogni tipo di prodotto.

Dati Tecnici

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Capacità (ml) | 50÷400 |
| Timer | 1 s÷60 min o ? |
| Velocità (battute al secondo) | 4/6/8/10 |
| Dimensioni (LxPxH mm) | 450x290x370 |
| Peso (kg) | 26 |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 220/50/- |
| Display | sì |
| Volume vasca | sportello in vetro a doppio strato |

Varianti

| Codice | Prodotto | Timer | Velocità(battute al secondo) | Dimensioni (LxPxH mm) | Peso (kg) | Display | Volume vasca |
|------------|------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|---------|------------------------------------|
| 22.5450.43 | BagMixer® 400 P | 30÷210 s / continuo | 8 | 400x270x260 | 16,5 | no | sportello in acciaio inox |
| 22.5460.43 | BagMixer® 400 W | 30÷210 s / continuo | 8 | 400x270x260 | 16,5 | no | sportello in vetro |
| 22.8651.99 | BagMixer® 400 SW | 1 s÷60 min o ? | 4/6/8/10 | 450x290x370 | 26 | sì | sportello in vetro a doppio strato |
| 22.8652.99 | BagMixer® 400 S | 1 s÷60 min o ? | 4/6/8/10 | 450x290x370 | 26 | sì | sportello in acciaio inox |
| 22.8672.99 | BagMixer® 400CC® | 1 s÷60 min o ? | 4/6/8/10 | 420x260x265 | 16,5 | sì | sportello in vetro |