

TERRENI CROMOGENICI ESCHERICHIA COLI

Cod. 14.7076.99

EC X - GLUC AGAR (CHROMOGENIC E.COLI) (UNICHIM 1185) FLACONI PRONTI



Descrizione

EC X-GLUC AGAR (CHROMOGENIC E.COLI)

Per la determinazione di E.Coli con metodo cromogenico, soprattutto nelle acque (UNICHIM 1185); E.COLI sviluppa colonie verde blu.

Dati Tecnici

| | |
|--------------|----------------|
| Tipo | flaconi pronti |
| Confezione | 6 x 100 ml |
| Volume vasca | per acqua |

Varianti

| Codice | Prodotto | Tipo | Confezione | Volume vasca |
|------------|---|----------------|------------|--------------|
| 14.7075.99 | TERRENI CROMOGENICI ESCHERICHIA COLI | polvere | 500 g | per acqua |
| 14.7076.99 | TERRENI CROMOGENICI ESCHERICHIA COLI | flaconi pronti | 6 x 100 ml | per acqua |
| 14.7078.99 | TERRENI CROMOGENICI ESCHERICHIA COLI | piastre 55 mm | 30 piastre | per acqua |
| 14.7080.99 | TERRENI CROMOGENICI ESCHERICHIA COLI | polvere | 500 g | per alimenti |

| | | | | |
|------------|---|----------------|------------|--------------|
| 14.7081.99 | TERRENI CROMOGENICI ESCHERICHIA COLI | flaconi pronti | 6 x 100 ml | per alimenti |
| 14.7082.99 | TERRENI CROMOGENICI ESCHERICHIA COLI | piastre 90 mm | 20 piastre | per alimenti |
| 14.7083.99 | TERRENI CROMOGENICI ESCHERICHIA COLI | piastre 55 mm | 30 piastre | per alimenti |
